

ВАКСОЛ™

VAXOL™

Натуральний спрей
для догляду за зовнішнім вухом і для
видалення сірчаних корків
у дорослих і дітей

Склад продукту: 100% фармацевтична оливкова олія.
Форма випуску: 10 мл у скляному флаконі
з розпилювачем дозатором.

Описання дії засобу Ваксол™ :

Ефективність продукту зумовлена пом'якшуючою та звожуючою діями оливкової олії. При надмірному сіркоутворенню Ваксол™ сприяє природному очищенню слухового ходу, при недостатньому – зволожує та захищає слуховий хід від подразнення та проникнення інфекції. Завдяки розпилювачу отримується дрібнодисперсне розпилення (об'єм однієї дози розпилення — 50 мікролітрів), мікрокраплини засобу Ваксол™ поглинаються всією поверхнею шкіри слухового ходу та сірчаним корком, останній розм'якшується, руйнується і видалається природним шляхом. Завдяки антимікробній та антигрибковій діям оливкової олії Ваксол™ створює захисний бар'єр у вушному ході при застосуванні перед купанням у відкритих водоймах і басейнах. Ваксол™ допомагає при лікуванні та запобігає проникненню інфекції в зовнішнє вухо. Ваксол™ проявляє протизапальну та знеболюючу дії завдяки вмісту поліфенолів й олеоканталу. Анатомічна форма розпилювача запобігає його надмірному проникненню у слуховий хід. Після застосування засобу Ваксол™ відсутня необхідність у додатковому промиванні вух. Флакон містить 200 доз, що достатньо для 6-ти місяців використання.

Ваксол™ рекомендують:

- дорослим і дітям з проблемою сірчаних корків і надмірним сіркоутворенням, а також при надмірній сухості слухового ходу;
- після грибкових захворювань або використання вушних анальгетиків та антибіотиків;
- користувачам слухових апаратів і вушних гарнітур з метою профілактики утворення сірчаних корків;
- під час купання у басейнах і відкритих водоймах для попередження вушних інфекцій;
- дітям у разі наявності «молочних» корків.

Інструкція для застосування засобу Ваксол™ :

Безпосередньо перед застосуванням спрей зігріти у долонях, збовтати й натиснути на розпилювач 1-2 рази для його активування (якщо розпочали новий флакон).

Потягніть вушну раковину м'яко вгору і назад (див. діаграму А). Тримавши флакон вертикально, голівку дозатора направити у слуховий хід і натиснути на розпилювач (див. діаграму В).



Застосовувати Ваксол™ 1-2 рази на тиждень по 1 аплікації в кожне вухо з метою

профілактики утворення сірчаних корків при підвищеному сіркоутворенні чи проблемах із природним виведенням вушного секрету.

У разі наявності сірчаного корку застосовувати Ваксол™ по 1-2 аплікації у вухо протягом 4-5 днів, виконуючи легкий масаж ділянки козелка. Корок зруйнується та видалиться самостійно. При підвищеній щільності сірчаного корку або анатомічно вузькому зовнішньому слуховому ході може виникнути потреба вимити залишки корку. В цьому випадку рекомендується звернутися до лікаря.

При купанні у відкритих водоймах чи в басейні з метою запобігання грибковим і бактеріальним захворюванням вух застосовувати Ваксол™ по 1 аплікації 1 раз на день в кожне вухо протягом усього періоду купання. Після протигрибкової/антибактеріальної терапії застосовувати Ваксол™ по 1 аплікації 1 раз на день протягом тижня.

Насадку дозатора можна знімати й промивати.

Застереження при застосуванні:

- людям з ушкодженою барабанною перетинкою чи вушним боєм перед застосуванням засобу Ваксол™ необхідно проконсультуватися з лікарем;
- застосування засобу Ваксол™ не має вікових обмежень, але перед застосуванням у дітей до 1-го року необхідно проконсультуватися з лікарем;
- не використовувати при підвищеній чутливості або алергії до оливкової олії;
- випадки передозування засобу Ваксол™ не описані;
- у разі виникнення незвичайної реакції необхідно припинити застосування засобу Ваксол™ і звернутися до лікаря.

Виробник:

Pharmasol Ltd, North Way, Walworth Industrial Estate,
Andover, Hampshire SP10 5AZ Великобританія

Ексклюзивний представник в Україні:

Альпен Фарма АГ (Берн, Швейцарія), 04075, м. Київ, Пуща-Водиця,
вул. Лісна 30а, тел.: +38 044 431 81 03, www.alpenpharma.com